

Fimlab

Tiedosta hyöty.

Laboratoriotiedote 38/2018 (kliininen mikrobiologia)

Muutoksia S -HIVAgAb -tutkimukseen 9.4.2018 lähtien

Laitevaihdoksen myötä HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet yhdistelmätestin (4814 S –HIVAgAb, KL 4813 –HIVAgAb ja Äitiysneuvolatutkimukset/Neuvola 1) nykyinen HIV Combi PT -testi vaihtuu saman valmistajan HIV Duo-testiin 9.4.2018 lähtien. Aiemmasta testistä poiketen HIV Duo erottelee semikvantitatiivisesti HIV antigeeni- ja vasta-ainelöydökset toisistaan.

Vastausmuoto säilyy ennallaan (POS tai NEG), mutta varmistettujen positiivisten HIV-löydösten kohdalla lausunnossa kommentoidaan antigeeni- ja vasta-ainelöydöksiä erikseen.

Risto Vuento
Erikoisalajohtaja, Kliininen mikrobiologia

Lisätietoja:
Asiakaspalvelu, p. 03-311 77800
Lääkäri, p. 03-311 76012

Tarkemmat tiedot muutospäivästä lähtien ohjekirjastamme fimlab.fi.