

# Fimlab

*Tiedosta hyöty.*

**Laboratoriotiedote 55/2018 (kemia)**

## Äänekoski: Menetelmämuutos Äänekosken laboratorion Troponiini T –osoitustutkimukseen 1.6.2018 alkaen

Fimlabin Äänekosken laboratoriossa tehtävän Troponiini T:n osoitustestin menetelmä muuttuu. Käyttöön otetaan aiempaa pikatestiä herkempi ja kvantitatiiviselta tulosalueeltaan laajempi osoitustesti. Uusi menetelmä on sama kuin terveyskeskuksen osasto- ja vastaanottokäytössä oleva pikatestimenetelmä.

### 4464 B -Tnt-O

### Troponiini T

Testin kvantitatiivinen mittausalue on 40 - 2000 ng/l. Tulokset vastataan muodossa:

- alle 40 ng/l
- numeerinen tulos alueella 40 - 2000 ng/l
- yli 2000 ng/l

Osoitustesti ei ole yhtä herkkä kuin keskussairaalan laboratoriossa käytössä oleva tutkimus 4532 P- Tnt.

Tulos  $\geq$  40 ng/l suositellaan varmistettavaksi P -TnT -tutkimuksella ja samoin tulos alle 40 ng/l aina, kun kliininen epäily sydänlihaskemiasta on vahva. B -TnT-O -tulos on suuntaa antava eikä tarjoa mahdollisuutta pitoisuusmuutoksen luotettavaan seurantaan.

### Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksesta ja sen tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta [fimlab.fi](http://fimlab.fi), joka päivitetään muutosajankohtana.

### Tiedustelut

Ammattilaisten palvelupuhelin 03 311 77800

Jaakko Uksila  
Yliääkäri