

Fimlab

Tiedosta hyöty.

Laboratoriotiedote 56/2018 (mikrobiologia)

Muistutus tutkimuksen mycobacterium tuberculosis, nukleiinihapon osoitus, -TbNhO numero 4490, oikeasta käytöstä

Mycobacterium tuberculosis nukleiinihapon osoitus –tutkimus on viljelyä selkeästi nopeampi tapa osoittaa näytteessä M. tuberculosis –kompleksiin kuuluva bakteeri. Monista muista geenimonistustesteistä poiketen tämän tutkimuksen herkkyys ei ole yhtä hyvä kuin viljelyn herkkyys. Tutkimuksella voidaan todeta vain em. kompleksiin kuuluvat mykobakteerit, ei muita ns. atyyppisiä mykobakteereita. Tämän vuoksi tätä tutkimusta ei tule käyttää yksinään ilman samanaikaista viljelyä (Ex-TbVi 4027 tai – TbEVi 4437), joka täydentää diagnostiikkaa niin tutkimuksen herkkyyden kuin lajikirjon sekä herkkyysmääritysten osalta.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Ylilääkäri Risto Vuento, p. 03 311 75358

Osastonylilääkäri Janne Aittoniemi, p. 03 311 76012

Apulaisyylilääkäri Tapio Seiskari, p. 03 311 73276

Risto Vuento
Ylilääkäri