

Fimlab

Tiedosta hyöty.

Laboratoriotiedote 69/2018 (mikrobiologia)

Pirkanmaa: Näytteenotto-ohje koskien putkea MRSA-206, valmistaja Puritan Medical Products Company

4358 –MRSaVI

Staphylococcus aureus, metisilliiniresistentti, viljely

Otettaessa näytettä valkokorkkiseen näyteputkeen MRSA-206 (valmistaja Puritan Medical Products Company, USA), näytteenottotikkua ei tule jättää näyteputkeen, vaikka valmistajan oma ohje neuvoo niin tekemään.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Mikrobiologi Hanna Helin p. 03 311 75336

Yliääkäri Risto Vuento, p. 03 311 75358

Risto Vuento
Erikoisalajohtaja