

Jakelussa mainitut

VERIVILJELYTUTKIMUKSESSA TILAPÄISESTI KÄYTÖSSÄ KAHTA ERILAISTA AEROBISTA NÄYTTEENOTTOPULLOA

Toimitusvaikeuksien vuoksi veriviljelytutkimuksessa (1153 B –BaktVi) on käytössä toistaiseksi kahta erilaista aerobista veriviljelynäytteenottopulloa:

- vanhaa Biomerieux BacT/ALERT® FA Aerobic [sisältää hiiltä (=elatusaineen väri musta), vaaleanvihreä korkki] ja
- uutta Biomerieux BacT/ALERT® SA Aerobic [ei sisällä hiiltä (=elatusaineen väri kellertävä), sininen korkki].

Molempia pulloja voi käyttää vaihtoehtoisesti veriviljelyiden aerobinäytteenotossa normaalisti.

Anaerobinen näytteenottopullo säilyy ennallaan (Biomerieux BacT/ALERT® SN Anaerobic).

Tiedustelut

Asiakaspalvelu, p. 03 31177800

Risto Vuento
Vastuualuejohtaja
Kliininen mikrobiologia

JAKELU

PSHP:n alueen sairaalat ja terveyskeskukset
KHSHP:n alueen sairaalat ja terveyskeskukset
Fimlabin intranet ja internet